

MICROPIEZO جدید مکترون

طراحی کوچک و کارآمد، با حداکثر ارگونومی: کاهش خستگی در حین درمان



حالت SOFT MODE

حالت SOFT MODE (که از نوآوری های مکترون می باشد) درمانی بدون درد را برای بیماران و حداکثر راحتی را برای پزشکان ایجاد می کند.
همچنین این حالت بسیار مناسب بیماران با دندان های حساس می باشد.



WiFi

دارای فناوری WiFi یکپارچه - آماده تطابق با عملکردهای اینترنت اشیا (IoT)



ساخت ایتالیا

نیکنام طب آینده - نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش مکترون ایتالیا در ایران

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر شمالی (صبای شمالی)، پلاک ۹۹

تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۶۷۰۰۷ (خط ۱۰)

اینستاگرام: niknamteb

وبسایت: www.niknamteb.com

نیکنام طب آینده

Niknam Teb Ayandeh

(بازرگانی شجاعی)



ایریگیشن مستقل
مخزن بطری ۵۰۰ میلی لیتری که بسته به نوع درمان، رنگ آن تغییر پیدا میکند (مطابق با کد رنگ نشانه های بالینی آن درمان)

صفحه کلید لمسی
صفحه کلید لمسی چند منظوره رنگی (رنگ کلیدهای مربوط به هر درمان، مطابق با کد رنگ نشانه های بالینی آن درمان است)

عملکرد فلاش
- سیکل کوتاه مدت: برای انتقال مایع داخل سرم از مخزن به نوک سر قلم قبل از شروع درمان
- سیکل بلند مدت: برای شستشوی داخلی مدار ایریگیشن در پایان هر درمان

هندپیس اولتراسونیک نوری
- هندپیس اولتراسونیک با نور LED ۳۶۰ درجه (دور تا دور)
- باریک و بسیار سبک (فقط ۵۵ گرم)

چندکاره
۳ عملکرد با ۱۲ سطح قدرت:
۱- جرمگیری و پریو
۲- اندو
۳- پروتز
مناسب برای انواع درمان های:
پروفیلاکسی - جرمگیری سوپراجینجیوال
پریودنتیک - جرمگیری سابجینجیوال
درمان پری ایمپلنت - تمیز کردن ایمپلنت
اندودنتیکس - تمیز کردن کانال های ریشه
اندودنتیکس - رویژن (اصلاح) کانال های ریشه
اندودنتیکس - رتروگرید

تنوع گسترده تیپس ها
- انتخاب از بین بیش از ۳۰ نوع تیپس متفاوت
- به منظور جلوگیری از آلودگی متقابل و کاهش زمان استریلیزاسیون، هر تیپس با آچار منحصر به خود ارائه می شود.

